

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
DENOMINACION DEL EQUIPO : ELECTROCAUTERIO Mono/Bipolar.		
MARCA: CONMED		MODELO: HYFRECATOR 2000
PROCEDENCIA: U.S.A.		
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio) : CONSULTORIO EXTERNO / CIRUGIA MENOR		
TIPO DE PACIENTES : ADULTOS - NIÑOS		
FRECUENCIA DE USO : 06 HORAS DIARIAS / 6 DIAS SEMANALES		
DEFINICION FUNCIONAL		
EQUIPO QUE PERMITE EL TRATAMIENTO MEDIANTE ELECTROCOAGULACION DE LESIONES EN PIEL Y MUCOSAS, USADO EN LOS SERVICIOS DE CIRUGIA MENOR, DERMATOLOGIA, GINECO-OBSTETRICIA.		
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS		
A	GENERAL	
A01	PANEL DE FACIL VISUALIZACION Y MANIOBRA.	
A02	INDICADOR DIGITAL DE POTENCIA.	
A03	AUTODIAGNOSTICO: MONITOREO Y/O CONTROL DEL PROPIO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	
A04	FRECUENCIA DE TRABAJO: 450KHz +/- 50KHz (CIRCUITO ABIERTO)	
B	COMPONENTES	
B01	01 SALIDA MONOPOLAR.	
B02	01 SALIDA BIPOLAR.	
B03	01 SALIDA PARA ELECTRODO NEUTRO.	
B04	ACTIVACION MEDIANTE INTERRUPTOR MANUAL Y PEDAL.	
B05	POTENCIA MOPOLAR ALTA: DE 0 A 35 WATT ó MAS (COMO LIMITE MAXIMO 50 WATT) CON INCREMENTOS DE POTENCIA DE 1 WATTS.	
B06	POTENCIA MOPOLAR BAJA: DE 0 A 20 WATT ó MAS (COMO LIMITE MAXIMO 50 WATT) CON INCREMENTOS DE POTENCIA DE 0.1 WATTS.	
B07	POTENCIA BIPOLAR ESTANDAR: DE 0 A 35 WATT ó MAS (COMO LIMITE MAXIMO 50 WATT) CON INCREMENTOS DE POTENCIA DE 1 WATTS.	
C	ACCESORIOS	
C01	COCHE RODABLE PARA COLOCAR CON ACABADO HOMOGNEO DE USO QUIRURGICO.	
C02	PEDAL CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO.	
C03	ELECTRODOS NEUTROS TAMAÑO ESTANDAR ó UNIVERSAL: 03 ELECTRODODS REUSABLES CON ACCESORIOS SUJETADORES ó 60 ELECTRODOS DESCARTABLES, CADA UNO CON CABLE- CONECTOR AL EQUIPO.	
C04	CABLE MONOPOLAR CON CONECTOR AL EQUIPO, CON MANGO INTERRUPTOR : 03 REUSABLES ó 60 DESCARTABLES.	
C05	ELECTRODOS MONOPOLARES TAMAÑO CORTO : 06 REUSABLES ó 60 DESCARTABLES TIPO CUCHILLA ; 06 REUSABLES ó 60 DESCARTABLES TIPO AGUJA ; 06 REUSABLES ó 60 DESCARTABLES TIPO ASA ó LAZO ó CONIZACION (DE DOS ó MAS DIAMETROS) ; 06 REUSABLES ó 60 DESCARTABLES TIPO BOLA (DE DOS ó MAS DIAMETROS).	
C06	ELECTRODOS MONOPOLARES TAMAÑO LARGO ó CON EXTENSION : 03 REUSABLES ó 30 DESCARTABLES TIPO CUCHILLA ; 03 REUSABLES ó 30 DESCARTABLES TIPO AGUJA ; 03 REUSABLES ó 30 DESCARTABLES TIPO ASA ó LAZO ó CONIZACION (DE DOS ó MAS DIAMETROS) ; 03 REUSABLES ó 30 DESCARTABLES TIPO BOLA (DE DOS ó MAS DIAMETROS).	
C07	DOS (02) CABLES-CONECTOR BIPOLAR REUSABLES.	
C08	04 ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA, CON AISLAMIENTO, DE FORMA Y TAMAÑO DISTINTOS.	
C09	CABLE DE ALIMENTACION CON TOMA A TIERRA.	
D	REQUERIMIENTOS DE ENERGIA	
D01	220 VAC / 60 HZ.	