



PARAMOUNT BED



ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DENOMINACION DEL EQUIPO : CAMA ELECTRICA	
MARCA: PARAMOUNT BED MODELO: A5 PROCEDENCIA: JAPON	
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): HOSPITALIZACION-UCI-EMERGENCIA	
PACIENTES : ADULTOS	
FRECUENCIA DE USO : 24 HORAS DIARIAS / 7 DIAS SEMANALES	
DEFINICION FUNCIONAL	
CAMA CLINICA RODABLE PARA SOPORTE, REPOSO Y RECUPERACION DE PACIENTES EN AREA DE INTERNAMIENTO Y OBSERVACION	
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS	
A	GENERALES
A01	Cama eléctrica rodable múltiples posiciones con batería de respaldo que facilita la atención del paciente, Control de enfermera interconstruido, control de paciente interconstruido
A02	Base de colchón de acero prensado con topes de colchón
A03	Carga de trabajo Segura de 230 kg
A04	Peso del producto 115 kg
A05	Estructura de acero con recubrimiento de pintura en polvo
A06	CPR Manual y eléctrico, Autocontorno, silla cardiaca, elevación de rodillas ajustable, Elevación de respaldo ajustable, posición vascular
A07	Cabecera y piecera desmontables con seguros.
A08	Control de paciente con interconstruido en parte interna de los costados de barandales de la cabecera
A09	Ganchos fijos en cada costado para bolsas de desechos
A10	Control de enfermera interconstruido en parte externa de barandales de la parte de la cabeza. 1
A11	Botón de ON/OFF para control de enfermera y control de paciente, RCP Automatico.
A12	Indicador de altura mínima, indicador de batería
A13	Indicador de ángulo de respaldo y de cama
A14	Movimiento de respaldo con redistribución de colchón
A15	Parachoques giratorios en las 4 esquinas.
A16	Agujeros para ventilación y cinturón de sujeción de paciente
	Dimensiones
A17	Ancho total: 990mm
A18	Largo total: 2200 mm, con extensión 2300mm
A19	Alto piso a base: 370 a 720 mm regulabl
A20	Superficie del paciente: 2000 mm X 869 mm
A21	Movimiento de respaldo 0-70° regulable
A22	Movimiento de pies 0-25° regulable
A23	Trendelenburg directo y reverso ± 12
	Colchón
A24	Colchón de poliuretano Standar
A25	Resistente al agua, antibacterial y retardante al fuego
A26	Medida 2000 mm X 860 mm Espesor: 150 mm
	Baranda
A28	De Polietileno ergonómicos dos en cada costado
A29	Abatibles, con sistema de amortiguadores y seguro antimanipulación
A30	Agarradera ergonomica integrada en baranda

	Porta suero
A31	4 bases para Porta sueros en las esquinas
A32	Portasueros ajustables
	Ruedas
A33	Diámetro de 125 mm o 150 mm
A34	Bloqueo centralizado y función de direccionamiento, operados desde pedal ubicado en costado de las ruedas.
A35	Dos ruedas Antiestáticas
B	NORMAS Y CERTIFICACIONES
B01	Cumplimiento con IEC 60601-2-52
B02	BPM (buenas practicas de manufactura)
C	REQUERIMIENTOS
C01	Alimentacion eléctrica: 220 monofásica VAC