

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DENOMINACION DEL EQUIPO : CAMA ELECTRICA UCI	
MARCA: PARAMOUNT BED	MODELO: QUALITAS GAMMA DS
TIPO DE PACIENTES : ADULTO	PROCEDENCIA: JAPON
SERVICIO : UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	
DEFINICION FUNCIONAL	
CAMA ELECTRICA RODABLE QUE EJECUTE DIVERSAS POSICIONES ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA PACIENTES DE CUIDADOS A LARGO PLAZO (UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS) Y QUE AYUDE AL PERSONAL DE ATENCION A TRATAR LAS COMPLICACIONES DEL PACIENTE DURANTE LA RECUPERACION.	
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS	
A	GENERALES
A01	Cama eléctrica rodable multipropósitos de (04) motores, con posiciones para cuidados intensivos, con batería de respaldo que facilite la extensión del paciente en estado crítico.
A02	Con base radio transparente en sección dorsal y que permite efectuar estudios radiológicos
A03	Carga de trabajo Segura de 240 kg
A04	Peso del producto 168 kg
A05	Estructura de acero con doble recubrimiento de pintura electrostática.
A06	CPR Manual y Automatico, Autocontorno, silla cardiaca, elevación de rodillas, ajuste de ángulo de la pierna.
A07	Sistema de extensión de espalda, extensión de longitud, cabecera y piecero desmontables.
A08	4 ganchos fijos en los costados para bolsas de desechos.
A09	Indicadores de ángulo en barandales
A10	Parachoques en las 4 esquinas.
A11	Bascula Digital interconstruida en los barandales, Max. 240 kg . Resolución 100 g
A12	Soporte para cassette de rayos x
	Dimensiones
A10	Ancho total: 1060 mm
A11	Largo total: 2190 mm – 2410 mm
A12	Alto piso a base: 395 - 725 mm regulable
A13	Movimiento de respaldo 0-70° regulable, con actuador de aire-resorte
A14	Movimiento de pies 0-25° regulable manual
A15	Trendelenburg directo y reverso $\pm 12^\circ$
A16	Posición Bascular manual
	Colchón
A17	Colchón de poliuretano doble densidad reversible
A18	Forro lavable, antibacterial y retardante al fuego
A19	Medida 2000 mm X 910 mm
A20	Espesor 120 mm o 150 mm
	Baranda
A21	De Polipropileno ergonómicos
A22	Resina de Polietileno Moldeada
A23	Barandales con amortiguadores
	Porta suero
A23	Porta suero ajustable
A24	4 Bases para porta suero

	Ruedas
A25	Diametro de 150mm
A26	Bloqueo centralizado y funcion de direccionamiento
A27	Una rueda Antiestatica
B	NORMAS Y CERTIFICACIONES
B01	Cumplimiento con IEC 60601-2-52
B02	ISO 9001 y 13485
C	REQUERIMEINTOS
C01	Alimentacion eléctrica: 220 monofásica VAC
D	ACCESORIOS
D01	Barra de asistencia
D02	soporte para tanque de oxigeno
D03	Porta chasis para rayos RX
D04	Control remoto