

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DENOMINACION DEL EQUIPO : CAMILLA DE TRANSPORTE	
MARCA: PARAMOUNT BED	MODELO: KK-810AE
PROCEDENCIA: JAPON	
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): EMERGENCIA	
PACIENTES : ADULTOS-NIÑOS.	
FRECUENCIA DE USO : 24 HORAS DIARIAS / 7 DIAS SEMANALES	
DEFINICION FUNCIONAL	
EQUIPO DISEÑADO PAEA FACILITAR EL TRASLADO Y SOPORTE DE LOS PACIENTES EN AREAS HOSPITALARIAS CRITICAS, UVI, UCI, UCIN, CON CARACTERISTICAS DE FACIL MANEJO EN ELEVACION, DESCENSO Y DIFERENTES POSICIONES QUE FACILITEN LA REALIZCION DE DIVERSOS PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES.	
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS	
A01	Camilla de emergencia hidráulica de operación manos libres, dispositivos de seguridad, diferentes movimientos y funciones como transporte, tratamiento y recuperación.
A02	Carga de trabajo Seguro de 225 kg
A03	Peso del producto: 120 Kg
A04	Manivelas y soporte para facilitar el transporte.
A05	Estructura de acero con doble cubierta de pintura
A06	Sistema neumático para movimientos (2 pistones)
A07	Base del colchón de acero con doble cubierta y resina ABS con espacio para tanque de oxígeno y porta suero
A08	Bandas sujetadoras de paciente con hebilla/broche (3
A09	Con indicador de ángulo
A10	Con parachoques en las 4 esquinas
A11	Base porta tanque de Oxígeno
A12	División de la base: 2 secciones
A13	Parachoques en las 4 esquinas.
Dimensiones	
A14	Ancho total: 776 m
A15	Largo total: 2152 mm
A16	Alto piso a base: 560-890 mm regulable
A17	Movimiento de respaldo 0-90° regulable, con actuador de aire-resorte
A18	Movimiento Trendelenburg directo y reverso ± 18
A19	Inclinación de rodillas $\pm 40^\circ$
A20	Agarraderas de transporte abatible
Colchón	
A21	Colchón de espuma de poliuretano
A22	Cubierta resistente al agua, lavable
A23	Espesor 70 mm
A24	Medida 1860 mm X 600 m
Baranda	
A25	Abatibles, 3 posiciones en Polipropileno
A26	Diseño en T con doble seguro
Porta Suero	
A27	Soportes para porta suero en las 4 esquinas
A28	IV Ajustables en altura, 19 mm Diámetro.

	Ruedas
A29	Diámetro de 200 mm con una rueda antiestática
A30	Bloqueo centralizado y direccionamiento desde 4 puntos centrales de la camilla.
A31	Quinta rueda de 100 mm
	Accesorios
A32	01 Mesa monitor desmontable
A33	01 porta suero (2 ganchos) fijo abatible de altura ajustable.
A34	Gancho para bolsa de desechos
	Normas y Certificaciones
A35	Cumplimiento con norma IEC 60601-1
A36	Certificación CE
A37	ISO 9001 and 13485