

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DENOMINACION DEL EQUIPO : CAMILLA DE TRANSPORTE	
MARCA: PARAMOUNT BED MODELO: PK 8000 PROCEDENCIA: JAPON	
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): EMERGENCIA	
PACIENTES : ADULTOS-NIÑOS.	
FRECUENCIA DE USO : 24 HORAS DIARIAS / 7 DIAS SEMANALES	
DEFINICION FUNCIONAL	
EQUIPO DISEÑADO PAEA FACILITAR EL TRASLADO Y SOPORTE DE LOS PACIENTES EN AREAS HOSPITALARIAS CRITICAS, UVI, UCI, UCIN, CON CARACTERISTICAS DE FACIL MANEJO EN ELEVACION, DESCENSO Y DIFERENTES POSICIONES QUE FACILITEN LA REALIZCION DE DIVERSOS PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES.	
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS	
A01	Camilla de emergencia hidráulica de operación manos libres, dispositivos de seguridad y eficiencia en el transporte, tratamiento y recuperación.
A02	Diferentes movimientos, eficiente con carga máxima, barandales más eficientes.
A03	Carga de trabajo Segura de 250 kg
A04	Estructura de acero con doble recubrimiento de pintura.
A05	Sistema neumático para movimiento (2 pistones)
A06	Base de colchón rígida en plástico transparente o polipropileno, dividida en 2 secciones Translucidas.
A07	Peso del producto 114 kg
A08	Estructura de acero con doble recubrimiento de pintura, base plástica con espacio para tanque de oxígeno y porta suero.
A09	Bandas sujetadoras de paciente con velcro (3)
A10	Indicador de ángulo
A11	Base porta tanque de oxígeno
A12	División de la base: 2 secciones
A13	Parachoques en las 4 esquinas.
	Dimensiones
A14	Ancho total: 760 mm
A15	Largo total: 2110 mm
A16	Alto piso a base: 570-900 mm regulable
A17	Movimiento de respaldo 0-90° regulable, con actuador de aire-resorte
A18	Trendelenburg directo y reverso $\pm 18^\circ$
A19	Porta Casette Integrado para Rayos X
A20	Agarraderas de transporte abatibles
	Colchón
A21	Colchón de espuma de poliuretano
A22	Forro lavable, antibacterial y retardante al fuego
A23	Espesor 80 mm
A24	Medida 1910 mm X 660 mm
	Baranda
A25	Abatibles, 3 posiciones en Polipropileno
A26	Diseño en T con doble seguro
	Porta suero

A27	Soportes para porta suero en las 4 esquinas
A28	IV Ajustables en altura, 19 mm Diámetro.
	Ruedas
A29	Diámetro de 200 mm con una rueda antiestática
A30	Bloqueo centralizado y direccionamiento desde las 4 puntos centrales de la camilla.
A31	Quinta rueda de 125 mm
	Accesorios
A32	Mesa Monitor
A33	01 porta suero (2 ganchos) fijo abatible de altura ajustable.
A35	Gancho para bolsa de desechos (PC 5046)
	Normas y Certificaciones
A36	Cumplimiento con norma IEC 60601-1
A37	Certificación CE
A38	ISO 9001 Y 13485