

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DENOMINACION DEL EQUIPO : SILLON DE QUIMIO TERAPIA / DIÁLISIS	
MARCA: PARAMOUNT BED	MODELO: PA 8200
PROCEDENCIA: JAPON	
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): DIALISIS, QUMIOTERAPIA, CONSULTORIOS, CIRUGIA MENOR	
PACIENTES : ADULTOS, NIÑOS	
FRECUENCIA DE USO : 24 HORAS DIARIAS / 7 DIAS SEMANALES	
DEFINICION FUNCIONAL	
SILLON MEDICO RECLINABLE, RODABLE Y FIJO PARA PROCEDIMIENTOS CLINICOS DE QUMIOTERAPIA, HEMODIALISIS, DERMATOLOGIA, ETC.	
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS	
A	GENERALES
A01	Sillón médico reclinable de múltiples posiciones y reposapiés que facilita la atención del paciente,
A02	Estructura base de acero con recubrimiento de pintura en polvo.
A03	Base del sillón contrachapado con melamina.
A04	Movimiento del sillón a través de dos (02) motores.
A05	Material de apoyabrazos es de Vinil y espuma de uretano.
A06	Carga de trabajo seguro: 204 Kg.
A07	Superficie del asiento es higiénico, impermeable y sin costuras.
A08	Flexibilidad de ajuste en los apoyabrazos, moviéndose arriba o hacia abajo.
A09	Control de mano, integrado a un sujetador ergonómico para facilitar su limpieza.
A10	Longitud de cable de control de mano no menor de 4 mts.
A11	Palanca de bajada de emergencia para atención rápida al paciente o condición similar.
A12	Con ruedas de 100 mm de diámetro y sistema de freno.
	Movimientos
A13	Posicionamiento de respaldo arriba/abajo: 0° a 75°
A14	Posicionamiento de reposapiernas hacia abajo: -30° a 0°
A15	Movimiento para posicionamiento horizontal
	Dimensiones
A16	Ancho total: 980 mm
A17	Longitud total: 1,565 mm (en horizontal 1,900 mm)
A18	Altura total: 1,335 mm
B	Normas y Certificaciones
B01	Cumplimiento con IEC 60601-1-2 / EN 60601-1-2
B02	Directiva 93/42/EEC : Clase I tipo B
C	Requerimientos
C01	Alimentación eléctrica: 200- 240 VAC 50/60 Hz
D	Accesorios
D01	Soporte para rollo de papel
D02	Poste porta sueros
D03	Soporte para porta sueros
D04	Almohada de altura ajustable
D05	Descansa pies de fácil ajuste